

novo.lign®

Verblendschalen


Designauswahl



veneer natural beauty

powered by
visio.lign®

OK anterior

C43	 A3 bredent novo.lign A C43 43,6	 12,8 8,3	 11,3 6,3	 11,9 6,9
A44	 A3 bredent novo.lign A A44 44,4	 11,9 8,3	 9,2 6,1	 10,3 7,8
F44	 A3 bredent novo.lign A F44 44,6	 12,8 8,4	 11,8 6,2	 13,7 7,7
I45	 A3 bredent novo.lign A I45 44,8	 13,1 8,2	 11,6 6,6	 14,0 7,2
H46	 A3 bredent novo.lign A H46 45,8	 12,4 8,5	 11,0 6,6	 13,1 7,8
S46	 A3 bredent novo.lign A S46 46,0	 12,5 8,7	 10,7 6,4	 12,7 7,8

OK anterior



Abbildungen 1:1, Maßangaben in mm

Verblendschalen in cervikalem und zentralem Bereich 1 mm stark

Geringe Abweichungen im Zehntelmillimeterbereich vorbehalten

UK anterior



FARBEN UND FORMEN "VIELFALT MIT SYSTEM"

novo.lign® A

Anterior / Frontzähne



buccale Wandstärke
1,0 mm

- 12 Oberkiefer Formen
- 3 Unterkiefer Formen

novo.lign® P

Posterior / Seitenzähne

G-Formen



buccale Wandstärke
1,2 mm

- multifunktionales Kauflächendesign für sämtliche Okklusionskonzepte

L-Formen



buccale Wandstärke
1,0 mm

- lingualisiertes Kauflächendesign für die Totalprothetik

W-Formen



buccale Wandstärke
0,8 mm

- multifunktionales Kauflächendesign für sämtliche Okklusionskonzepte
- „extra“ breite zahnanatomische Form, besonders empfohlen zur Verblendung von Kronen und Brücken

Erhältlich in den Größen



Erhältlich in den Größen



Erhältlich in den Größen



BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4




D2

D3





D4

OK/UK posterior

L2



L3



Abbildungen 1:1, Maßangaben in mm

Verblendschalen in cervikalem und zentralem Bereich 1 mm stark

Geringe Abweichungen im Zehntelmillimeterbereich vorbehalten

OK/UK posterior



OK/UK posterior



KOMBINATIONSTABELLEN
novo.lign® Verblendscha-
len

Anterior		Posterior OK /UK		
OK	UK	G-Form	W-Form	L-Form
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

**novo.lign® Verblendschalen
zu neo.lign® Vollzähnen
Posterior OK / UK**

[illegible]

novo.lign® Designauswahl

Verblendschalen



veneer natural beauty

bredent
group

0002020D-20170509
Irrtum und Änderungen vorbehalten

