

novo.lign®

Carillas de revestimiento


Elección del diseño



veneer natural beauty

powered by
visio.lign®

Maxilar superior

C43	 A3 bredent novo.lign A C43 43,6	 12,8 8,3	 11,3 6,3	 11,9 6,9
A44	 A3 bredent novo.lign A A44 44,4	 11,9 8,3	 9,2 6,1	 10,3 7,8
F44	 A3 bredent novo.lign A F44 44,6	 12,8 8,4	 11,8 6,2	 13,7 7,7
I45	 A3 bredent novo.lign A I45 44,8	 13,1 8,2	 11,6 6,6	 14,0 7,2
H46	 A3 bredent novo.lign A H46 45,8	 12,4 8,5	 11,0 6,6	 13,1 7,8
S46	 A3 bredent novo.lign A S46 46,0	 12,5 8,7	 10,7 6,4	 12,7 7,8

Maxilar superior










I47				
D48				
M48				
D49				
B51				
K53				

Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación

en el ámbito de las décimas de milímetro

Mandibular anterior



COLORES Y FORMAS "VARIEDAD CON SISTEMA"

novo.lign® A
Dientes anteriores



Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- 12 Formas de maxilar superior
- 3 Formas de maxilar inferior

novo.lign® P
Dientes posteriores

Formas G



Grosor del tabique bucal 1,2 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión

Formas L



Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias, para prótesis totales

Formas W



Grosor del tabique bucal 0,8 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión
- Forma anatómica "extra" ancha, especialmente recomendada para revestir coronas y puentes.

Disponible en los siguientes tamaños

- **G3** **G4**
pequeño grande

Disponible en los siguientes tamaños

L2 **L3** -
pequeño grande

Disponible en los siguientes tamaños

W3 **W4** **W5**
pequeño grande

BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

Maxilar/Mandibular posterior




Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación

en el ámbito de las décimas de milímetro

Maxilar/Mandibular posterior



Maxilar/Mandibular posterior



TABLA DE COMBINACIÓN

Carillas para revestir novo.lign®

Anteriores		Posteriores Maxilar/Mandibular		
Maxilar	Mandibular	Form G	Forma W	Forma L
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

**Carillas de revestimiento
novo.lign® para dientes
completos neo.lign®
Posterior maxilar/mandíbula**

[illegible]

novo.lign® – Elección del diseño

Carillas de revestimiento



veneer natural beauty

bredent
group

0002020E-20170120
Salvo error y modificaciones

