

novo.lign[®]

Facettes cosmétiques

Sélection de formes facettes cosmétiques



veneer natural beauty

powered by
visio.lign[®]

Maxillaire - dents antérieures



Maxillaire - dents antérieures



Illustrations 1:1, dimensions en mm

Facette en zone cervicale et centrale, épaisseur 1 mm

Sous réserve de faibles écarts de l'ordre d'un dixième de millimètre

Mandibule - dents antérieures



DIVERSITÉ SYSTÉMATIQUE DES TEINTES ET FORMES

novo.lign® A
Dents antérieures

novo.lign® P
Dents postérieures



Épaisseur de la paroi buccale 1,0 mm

- 12 formes de Max.
- 3 formes de Mand.



Formes G

Épaisseur de la paroi buccale 1,2 mm

- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion



Formes L

Épaisseur de la paroi buccale 1,0 mm

- Design lingualisé des surfaces masticatoires pour les prothèses complètes



Formes W

Épaisseur de la paroi buccale 0,8 mm

- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion
- forme anatomique de la dent „extra“ large, particulièrement recommandée pour le revêtement de couronnes et bridges

Disponible dans les tailles



small large

Disponible dans les tailles




small large


Disponible dans les tailles



small large



Maxillaire / mandibule - dents postérieures



Illustrations 1:1, dimensions en mm

Facette en zone cervicale et centrale, épaisseur 1 mm

Sous réserve de faibles écarts de l'ordre d'un dixième de millimètre

Maxillaire / mandibule - dents postérieures



novo.lign® – Sélection de formes facettes cosmétiques

Facettes cosmétiques



veneer natural beauty

bredent
group

0002020F-20170509
Sous réserve de modifications et d'erreurs



Coordonnées pour la France - bredent France: T: 04.75.34.20.96
Coordonnées pour les autres pays francophones: T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 51
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany

F: 04.75.32.05.93
F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44

@: france@bredent.com
@: info@bredent.com
www.bredent.com