

novo.lign®

Faccette estetiche








Design delle faccette estetiche












veneer natural beauty

powered by
visio.lign®

Faccette per frontali superiori

C43	 43,6	 12,8 8,3	 11,3 6,3	 11,9 6,9
A44	 44,4	 11,9 8,3	 9,2 6,1	 10,3 7,8
F44	 44,6	 12,8 8,4	 11,8 6,2	 13,7 7,7
I45	 44,8	 13,1 8,2	 11,6 6,6	 14,0 7,2
H46	 45,8	 12,4 8,5	 11,0 6,6	 13,1 7,8
S46	 46,0	 12,5 8,7	 10,7 6,4	 12,7 7,8

Faccette per frontali superiori

I47				
D48				
M48				
D49				
B51				
K53				

Immagini in scala 1:1, misure in mm

Lo spessore delle faccette estetiche nella zona cervicale e centrale è di 1 mm

Salvo differenze minime per un decimo di millimetro

Faccette per frontali inferiori



COLORI E FORME "VARIETÀ CON SISTEMA"

novo.lign A®

Faccette per frontali



Spessore parete vestibolare 1,0 mm

- 12 Forme per arcata superiore
- 3 Forme per arcata inferiore

novo.lign® P

Faccette per diattorici

Forme G



Spessore parete vestibolare 1,2 mm

- Design oclusale multifunzionale per tutti i protocolli d'occlusione

Forme L



Spessore parete vestibolare 1,0 mm

- Design oclusale lingualizzato per la protesi totale

Forme W



Spessore parete vestibolare 0,8 mm

- Design oclusale multifunzionale per tutti i protocolli d'occlusione
- Forma anatomica „extra-larga” particolarmente consigliata per il rivestimento di ponti e corone

Disponibili nelle grandezze

- **G3** **G4**
small large

Disponibili nelle grandezze

L2 **L3** -
small large

Disponibili nelle grandezze

W3 **W4** **W5**
small large

BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3


C4

D2

D3

D4

Faccette per diattorici superiori / inferiori



Immagini in scala 1:1, misure in mm

Lo spessore delle faccette estetiche nella zona cervicale e centrale è di 1 mm

Salvo differenze minime per un decimo di millimetro

Faccette per diattorici superiori / inferiori



Faccette per diattorici superiori / inferiori



TABELLA DELLE COMBINAZIONI

Frontali		Diatorici superiori / inferiori		
Superiori	Inferiori	Forma G	Forma W	Forma L
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

**Dalle faccette estetiche
novo.lign® ai denti neo.lign®
Diatorici arc. sup. / arc. inf.**

[illegible]

novo.lign® – Design delle faccette estetiche

Faccette estetiche



veneer natural beauty

bredent
group

00020201-20170509
Salvo modifiche ed errori

