

neo.lign®

Dents complètes

Carte des formes




choose natural beauty

powered by
visio.lign®

Sélection des formes MAX antérieur




Sélection des formes MAX antérieur



Illustrations 1:1, dimensions en mm

Sous réserve de dimensions minimales de l'ordre d'un dixième de millimètre

Sélection des formes MAND antérieur



Sélection des formes MAX/MAND posterior

<p>31,4</p> <p>A3 bredent neo.lign P G2</p>		<p>31,4</p> <p>A3 bredent neo.lign P G2</p>		<p>9,1</p> <p>10,1</p>
<p>G2</p> <p>A3 bredent neo.lign P G2</p> <p>31,9</p>		<p>A3 bredent neo.lign P G2</p> <p>31,9</p>		
<p>33,5</p> <p>A3 bredent neo.lign P G3</p>		<p>33,5</p> <p>A3 bredent neo.lign P G3</p>		<p>9,8</p> <p>10,8</p>
<p>G3</p> <p>A3 bredent neo.lign P G3</p> <p>34,2</p>		<p>A3 bredent neo.lign P G3</p> <p>34,2</p>		
<p>35,7</p> <p>A3 bredent neo.lign P G4</p>		<p>35,7</p> <p>A3 bredent neo.lign P G4</p>		<p>10,5</p> <p>11,5</p>
<p>G4</p> <p>A3 bredent neo.lign P G4</p> <p>36,8</p>		<p>A3 bredent neo.lign P G4</p> <p>36,8</p>		

Sélection des formes MAX/MAND posterior

The image displays a selection of dental arch forms for the posterior region, categorized into L2, L3, and L4. Each category includes a maxillary (MAX) and a mandibular (MAND) arch, along with their respective occlusal views. The arches are labeled 'A3', 'bredent', and 'neo.lign P'. Dimensions are provided for each arch and occlusal view.

Form	Arch	Label	Dimension 1 (mm)	Dimension 2 (mm)	Occlusal View Dimension 1 (mm)	Occlusal View Dimension 2 (mm)
L2	MAX	A3 bredent neo.lign P L2	31,5	31,5	10,8	9,9
	MAND	A3 bredent neo.lign P L2	34,0	34,0	33,4	33,4
L3	MAX	A3 bredent neo.lign P L3	36,3	36,3	11,5	10,4
	MAND	A3 bredent neo.lign P L3	35,0	35,0	36,3	36,3
L4	MAX	A3 bredent neo.lign P L4	37,9	37,9	12,1	10,9
	MAND	A3 bredent neo.lign P L4	37,9	37,9	37,9	37,9



TEINTES ET FORMES «DE LA DIVERSITÉ AVEC SYSTÈME »

neo.lign® A

Anterior / Dents antérieures



- 11 formes maxillaire
- 4 formes mandibule

neo.lign® P

Posterior / Dents postérieures

Formes G



- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion

Formes L



- Design lingualisé des surfaces masticatoires pour les prothèses complètes

Disponible dans les tailles

G2

G3

G4

petit



grand

Disponible dans les tailles

L2

L3

L4

petit



grand



TABLES DE COMBINAISON
dents complètes neo.lign®

Antérieur		Posterior MAX / MAND	
MAX	MAND	Forme G	Forme L
C43	T33 / T35	G2	L2
A44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
F44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
I45	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
H46	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	L3
I47	D38	G3	L3
D48	D38	G3 / G4	L3 / L4
M48	D38	G3 / G4	L3 / L4
D49	D38 / D41	G3 / G4	L3 / L4
B51	D41	G4	L4

Dents complètes neo.lign® /
facettes novo.lign®
Posterior MAX / MAND

neo.lign® Forme L	novo.lign® Forme W
L2 / L3	W3
L3 / L4	W4

neo.lign® Carte des formes

Dents complètes



choose natural beauty

bredent
group

0003290F-20170424
Sous réserve d'erreurs et de modifications



Coordonnées pour la France - bredent France: T: 04.75.34.20.96
Coordonnées pour les autres pays francophones: T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 51
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany

F: 04.75.32.05.93
F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com

@: france@bredent.com
@: info@bredent.com