

crea.lign®

Composite cosmétique



Restauration prothétique implanto-portée

© 2016 by TD Andreas Lüdke,
Bayreuth, Allemagne



create natural beauty

Esthétique rouge-blanc

powered by
visio.lign®

visio.lign®

Le système esthétique et fonctionnel vous convaincra par ses degrés de liberté uniques dans leur genre, pour sa beauté naturelle, sa fonctionnalité et physiologie. Le système ouvert assure flexibilité et liberté par six composants harmonisés entre eux: crea.lign®, novo.lign®, neo.lign®, visio.CAM, visio.paint & bond.lign. Pour chaque workflow des instruments adaptés vous offrent les meilleures conditions pour une solution prothétique implanto-portée parfaite. visio.lign® - Le système garant de stabilité et de sécurité.

Résultat: restaurations prothétiques pérennes de teinte stable et extrêmement résistantes.

Fidèle à la nature et durable


crea.lign®



Δ E - Tendances à la décoloration

Colorants potentiels:

Immersion dans du café, thé, tabac, vin rouge




Nouvelle formule pour crea.lign® Gel et GUM (light, pink, rosa, red, lila).

Avantages:

- Restaurations pérennes grâce à la haute résistance à la fracture
- Ni fissures ou cassures grâce à l'élasticité de même niveau que les prothèses en résine
- Durcissement en profondeur inégalé - grâce à une transmission de lumière toute particulière
- Possibilité de stratification directe sur BioHPP®, pas besoin d'opaqueur (quand on utilise visio.link®)
- Effet naturel sans opalescence dans les masses GUM
- Sculptage confortable grâce à la résistance au fluage du gel crea.lign® perfectionné
- Application facile des pâtes en raison de leur consistance optimisée et de la réduction de leur glutinosité

“Flexible dans tous les domaines”



Rouge & blanc avec crea.lign®.
rapide, simple, durable, se prête aux rebasages et aux extensions.

La solution pour:

- Restaurations définitives implanto-portées, conjointes ou adjointes
- Personnalisation à effet naturel de prothèses complètes
- Tous les matériaux pour infrastructures y compris BioHPP® et PEEK
- Recouvrement de toute la surface, également restaurations full-arch (par ex bridges Prettau)

“Libre choix ...



Stratification avec
crea.lign® Gel

... du mode de travail”




Stratification avec la pâte

crea.lign® Paste

crea.lign®
Pâte PL light

crea.lign®
Pâte PO opaque



La pâte crea.lign® Paste PO (pâte opaque) est appliquée dans le repli et la pâte crea.lign® PL (Paste Light) sur le liseré gingival. Ensuite on procède à la structuration de la surface.

On met du crea.lign® red/lila dans les approfondissements ainsi formés et on polymérise. Finalement la surface est scellée avec crea.lign® Transpa, lissée et on procède à la polymérisation finale.





crea.lign® Paste



“ Ce que j’apprécie avec la pâte crea.lign® GUM c’est son excellente aptitude à la sculpture et l’effet tout à fait naturel des teintes. Le travail est vite fait, c’est un vrai plaisir et les résultats m’enchantent. ”




TD Andreas Lüdtker

crea.lign[®] Gel



crea.lign®
Gel rosa

crea.lign®
Gel light



“ Le matériau cosmétique crea.lign® Gel GUM apporte les avantages des infrastructures en polymères à haute performance en les faisant passer au prochain stade. La sensation en bouche, l'apparence et la pérennité sont uniques dans cette combinaison. ”



MPD Philipp von der Osten

Kit rouge-blanc esthétique

Individualisez vos prothèses jusqu'à l'esthétique High-End avec les masses crea.lign® GUM du système visio.lign®. Veuillez proposer ce service de personnalisation en complément à vos clients et vous augmenterez ainsi la plus-value de votre laboratoire.

Faites de vos prothèses la carte de visite de votre laboratoire.

REF CLIGNSETG



Contenu:

5 x 5 g crea.lign® Gel, GUM (light, pink, rosa, red, lila)

2 x 3 g crea.lign® paste, GUM (PO,PL)

1 x 5 g crea.lign® Gel, Modifier beige

1 x crea.lign® Gel, Transpa clear

1 x 4 g crea.lign® Opaqueur, GUM

1 x 10 ml crea.lign® Modelling Liquid

1 x 10 ml visio.link®

1 x Unique Brush (pinceau), taille 4

1 x manche se manipulant à une main avec UV LED (crea.lign® Gel)

1 x bloc de mélange

1 x Pin Cover + canules d'application

2 x alimentation rotative (pâte crea.lign®)


1 x mode d'emploi de stratification

crea.lign® Gel ou Paste (pâte)

Dentine



Gel



Paste



crea.lign® Gel

GUM



Gel



crea.lign® Paste

GUM



Pâte



crea.lign® Gel

Enamel & Incisal




Gel



Modifier



Gel



Transpa Clear



Gel



visio.lign®

Le système esthétique et fonctionnel

Aperçu des publications visio.lign®



REF 0005770F

crea.lign® - Composite cosmétique
Les nombreuses possibilités d'utilisation de ce revêtement cosmétique High-end, présentation compacte et facile à comprendre.



REF 0005900F

bre.Lux Power Unit 2
L'appareil de photopolymérisation DEL est optimal pour la mise en œuvre de crea.lign® - un résumé des infos les plus importantes.



REF 0003050F

Dents complètes neo.lign®
La forme et fonctionnalité des dents complètes neo.lign® vont vous enthousiasmer. Découvrez-en toute la diversité et choisissez votre forme préférée.



crea.lign® - Composite cosmétique

Le composite cosmétique céramique photo-polymérisable convainc par son opalescence naturelle et son excellente transmission de lumière.



novo.lign® - Facettes cosmétiques


Les facettes cosmétiques novo.lign® disposent d'une zone cervicale spécialement prolongée et d'un effet de profondeur naturel grâce à une stratification morphologique. C'est le "gold standard" en prothèse implantaire.



visio.CAM - Ebauches de fraisage

en composite

La compétence en matière de matériaux du système visio.lign® est également disponible dans la conception CAO/FAO. Les ébauches de la gamme visio.CAM sont compatibles avec l'ensemble du système visio.lign®.



neo.lign® - Dents complètes

Les dents complètes neo.lign® présentent les mêmes teintes, formes et matériaux que les facettes novo.lign® – c'est optimal pour la technique combinée.



bond.lign - Primaire/bonder

Le système de primaire/bonder pour une cohésion chimique durable et sûre de tous les composants du système avec tous les matériaux courants pour infrastructures - également BioHPP® (PEEK).



visio.paint - Teintes de maquillage

Les teintes de maquillage visio.paint permettent une personnalisation rapide et simple des revêtements cosmétiques.



REF 0002740F

Dossier d'informations visio.lign®

Les matériaux les plus importants du système visio.lign® dans un dossier d'informations compact.



REF 0095040F

Présentation du système visio.lign®

La vaste gamme des produits du système visio.lign® sous forme de résumé compact.



REF 0002340F

Manuel visio.lign®

Mode d'emploi étape par étape des différentes techniques de mise en œuvre et possibilités du système visio.lign®.

crea.lign®

Composite cosmétique



create natural beauty
Esthétique rouge-blanc

bredent
group

0006510F-20170124
Sous réserve d'erreurs et de modifications



Coordonnées pour la France - bredent France: T: 04.75.34.20.96
Coordonnées pour les autres pays francophones: T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 51
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany

F: 04.75.32.05.93
F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44

@: france@bredent.com
@: info@bredent.com
www.bredent.com