



crea.lign® Enamel	Colores clásicos A-D																
	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL3
E1																	
E2																	
E3																	
E4																	

La masilla para personalización Transpa opal puede aplicarse adicionalmente a todas las masillas de dentina y esmalte.

crea.lign® Opaker colores del sistema	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colores clásicos A-D	A1 / B2	A2	A3	B1 / C1 / BL3	C2 / C3 / D2 / D4	B3 / B4	A3.5	A4 / C4	D3

De forma adicional al opaquizante crea.lign® Opaker 1-9, se dispone de crea.lign® Opaker GUM y crea.lign® Opaker Z.

El opaquizante GUM es óptimo para todos los tonos encía. El opaquizante Z es especial para estructuras de óxido de circonio.

Selección de pastas

© 2018 by TD Andreas Lüdike, Bayreuth, Alemania

Tendencia a la tinción [ΔE]

Medios de tinción:
conservación en
café, té, tabaco,
vino tinto y azul
de metileno




Gráfico
"Tendencia a la tinción ΔE"
© Informe de la investigación del 7 de mayo de 2012
de A. Rzanny y R. Göbel,
Hospital Clínico Universitario de Jena, Alemania

Todos los nombres señalados con los símbolos ® o ™ se
refieren a marcas registradas y / o a nombres de empresas
de titulares terceros.

crea.lign® Pasta

Composite de revestimiento



create natural beauty

bredent group

bredent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · T: +34 961 310561 / +34 607 320666 · @: bredentgroup@bredent.es
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany
T: +49 7309 872-456 · F: +49 7309 872-444 · www.visio-lign.com · @: info@bredent.com

0099070E-20181008
Salvo error y modificaciones



powered by
visio.lign®



create natural beauty

SIN LIMITACIONES
Todas las pastas crea.lign® son compatibles con las masillas crea.lign® Gel así como con los opaquizantes, por lo que pueden combinarse con estos durante el procesamiento sin problemas.





Imagen: © 2018 by TD Andreas Lüdike, Bayreuth, Alemania



Rugosidad de la superficie tras el pulido [µm]




Gráfico "Rugosidad de la superficie tras el pulido"
© Informe de la investigación del 7 de mayo de 2012 von A. Rzanny und R. Göbel, Hospital Clínico Universitario de Jena, Alemania

Todos los nombres señalados con los símbolos ® o ™ se refieren a marcas registradas y / o a nombres de empresas de titulares terceros.



Masillas Dentin de acuerdo con las columnas d1-d4, A, a D y B, Kersch, BL3