



crea.lign® Enamel	Teintes classiques A-D																
	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL3
E1																	
E2																	
E3																	
E4																	

La masse de personnalisation Transpa opal se laisse appliquer en complément à toutes les masses Dentine et Enamel

Opaqueurs crea.lign®	Teintes du système								
Teintes classiques A-D	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teintes classiques A-D	A1 / B2	A2	A3	B1 / C1 / BL3	C2 / C3 / D2 / D4	B3 / B4	A3.5	A4 / C4	D3


En plus des opaueurs crea.lign® 1-9, un opaqueur crea.lign® GUM et un opaqueur crea.lign® Z sont disponibles.

L'opaqueur GUM est adapté à toutes les nuances de GUM. L'opaqueur Z est un opaqueur spécial pour toutes les infrastructures en oxyde de zircon.

Sélection de pâtes

Tendance à la décoloration [ΔE]

Substances colorantes:
Immersion dans du café,
thé, tabac, vin rouge et
bleu de méthylène



Graphique
„Tendance à la décoloration ΔE“
© Rapport de recherches du 07 mai 2012
de A. Rzanny et R. Göbel,
Clinique Universitaire de Lena, Allemagne

Toutes les désignations munies d'un ® ou ™ sont des
marques déposées ou protégées et/ ou des désignations
de sociétés ou de détenteurs de droits qui sont étrangers à
notre entreprise.

Pâte crea.lign®

Composite cosmétique



create natural beauty

bredent group

Coordonnées pour la France - bredent France:
T: +33 4 75 34 20 96 · F: +33 4 75 32 05 93
@: france@bredent.com

Coordonnées pour les autres pays francophones:
T: +49 7309 872-451 · F: +49 7309 872-444
@: info@bredent.com

0099070F-20190628
Sous réserve d'erreurs et de modifications



bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2
89250 Senden · Germany
www.visio-lign.com



create natural beauty

powered by
visio.lign®



SANS LIMITES

Toutes les pâtes crea.lign® sont compatibles avec les gels crea.lign® ainsi qu'avec les opaques et elles permettent une combinaison et mise en œuvre harmonieuse.

Stratifications crea.lign®






Photo : © 2018 by Andreas Lüdike, Bayreuth, Allemagne



Rugosité de surface après polissage [µm]



Graphique „Rugosité de surface après polissage” © Rapport de recherches du 07 mai 2012 de A. Rzanny et R. Göbel, Clinique Universitaire de Iena, Allemagne

Toutes les désignations munies d'un ® ou ™ sont des marques déposées ou protégées et/ ou des désignations de sociétés ou de détenteurs de droits qui sont étrangers à notre entreprise.



Nouvelles masses GUM



Masses Dentine selon les teintes classiques A3, D et Bleach B1.3

