

neo.lign®

Dents complètes

Carte des formes



choose natural beauty

powered by
visio.lign®


Sélection des formes MAX antérieur

F41	<p>A3 bredent neo.lign A F41</p> <p>40,6</p>	<p>10,2 7,6</p>	
B43	<p>A3 bredent neo.lign A B43</p> <p>43,5</p>	<p>10,4 8,0</p>	
C43	<p>A3 bredent neo.lign A C43</p> <p>43,3</p>	<p>10,7 8,3</p>	
A44	<p>A3 bredent neo.lign A A44</p> <p>45,2</p>	<p>10,2 8,5</p>	
F44	<p>A3 bredent neo.lign A F44</p> <p>44,6</p>	<p>11,0 8,4</p>	
I45	<p>A3 bredent neo.lign A I45</p> <p>44,6</p>	<p>11,3 8,2</p>	
H46	<p>A3 bredent neo.lign A H46</p> <p>45,8</p>	<p>10,2 8,5</p>	

Sélection des formes MAX antérieur




Sélection des formes MAND antérieur




Sélection des formes MAX/MAND posterior



Sélection des formes MAX/MAND posterior





TEINTES ET FORMES «DE LA DIVERSITÉ AVEC SYSTÈME»

neo.lign® A

Anterior / Dents antérieures



- 13 formes maxillaire
- 4 formes mandibule

neo.lign® P

Posterior / Dents postérieures

Formes G



- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion

Formes L



- Design lingualisé des surfaces masticatoires pour les prothèses complètes

Disponible dans les tailles




petit grand

Disponible dans les tailles



petit grand



TABLES DE COMBINAISON
dents complètes neo.lign®

Antérieur		Posterior MAX / MAND	
MAX	MAND	Forme G	Forme L
F41	T33	G2	L1 / L2
B43	T33 / T35	G2	L2
C43	T33 / T35	G2	L2
A44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
F44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
I45	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
H46	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	L3
I47	D38	G3	L3
D48	D38	G3 / G4	L3 / L4
M48	D38	G3 / G4	L3 / L4
D49	D38 / D41	G3 / G4	L3 / L4
B51	D41	G4	L4

Dents complètes neo.lign® /
facettes novo.lign®
Posterior MAX / MAND

neo.lign® Forme L	novo.lign® Forme W
L1	-
L2	W3
L3	W4
L4	W5

neo.lign® Carte des formes

Dents complètes



choose natural beauty

bredent
group

0003290F-20200123
Sous réserve d'erreurs et de modifications



Coordonnées pour la France - bredent France:
T: +33 4 75 34 20 96 · F: +33 4 75 32 05 93
@: france@bredent.com

Coordonnées pour les autres pays francophones:
T: +49 7309 872-451 · F: +49 7309 872-444
@: info@bredent.com

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2
89250 Senden · Germany
www.visio-lign.com