

novo.lign

Carillas de revestimiento







Elección del diseño



veneer natural beauty

powered by
visio.lign

Maxilar superior

C43				
A44				
F44				
I45				
H46				
S46				

Maxilar superior





I47	 47,4	 14,0 8,8	 12,1 7,2	 15,1 7,7
D48	 48,4	 12,2 8,9	 10,7 7,0	 11,6 8,0
M48	 48,3	 14,7 9,2	 12,4 6,8	 13,8 7,7
D49	 48,6	 14,6 9,1	 12,4 7,2	 13,2 8,0
B51	 51,0	 14,7 9,4	 13,8 7,4	 16,7 8,6
K53	 52,9	 16,5 9,7	 13,0 7,1	 17,6 9,1

Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación

en el ámbito de las décimas de milímetro

Mandibular anterior



COLORES Y FORMAS "VARIEDAD CON SISTEMA"

novo.lign A

Dientes anteriores



Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- 12 Formas de maxilar superior
- 3 Formas de maxilar inferior

novo.lign P

Dientes posteriores

Formas G



Grosor del tabique bucal 1,2 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión

Formas L



Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias, para prótesis totales

Formas W



Grosor del tabique bucal 0,8 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión
- Forma anatómica "extra" ancha, especialmente recomendada para revestir coronas y puentes.

Disponible en los siguientes tamaños



Disponible en los siguientes tamaños



Disponible en los siguientes tamaños



BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4




D2

D3

D4

Maxilar/Mandibular posterior

L2



L3







Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación

en el ámbito de las décimas de milímetro

Maxilar/Mandibular posterior



Maxilar/Mandibular posterior



TABLA DE COMBINACIÓN
Carillas para revestir novo.lign

Anteriores		Posteriores Maxilar/Mandibular		
Maxilar	Mandibular	Form G	Forma W	Forma L
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

Carillas de revestimiento
novo.lign para dientes
completos neo.lign
Posterior maxilar/mandíbula

novo.lign Forma W	neo.lign Forma L
-	L1
W3	L2
W4	L3
W5	L4

ново.lign – Elección del diseño

Carillas de revestimiento



veneer natural beauty

bredent
group

0002020E-20201216
Salvo error y modificaciones

