

neo.lign

Vollzähne




Formenkarte



choose natural beauty

powered by
visio.lign

OK anterior

F41	 A3 bredent neo.lign A F41 40,6	 10,2 7,6 
B43	 A3 bredent neo.lign A B43 43,5	 10,4 8,0 
C43	 A3 bredent neo.lign A C43 43,3	 10,7 8,3 
A44	 A3 bredent neo.lign A A44 45,2	 10,2 8,5 
F44	 A3 bredent neo.lign A F44 44,6	 11,0 8,4 
I45	 A3 bredent neo.lign A I45 44,6	 11,3 8,2 
H46	 A3 bredent neo.lign A H46 45,8	 10,2 8,5 

OK anterior




UK anterior

T33




32,8



T35




35,1



D38



38,5




D41



41,9



OK/UK posterior



OK/UK posterior

L1



8,4


10,1



6,7

9,1

L2



31,6 31,6

31,5 31,5



9,0


10,7



7,2

9,8

L3



34,0 34,0

33,4 33,4




9,4

11,4




7,6

10,3



36,3 36,3



FARBEN UND FORMEN "VIELFALT MIT SYSTEM"

neo.lign A

Anterior / Frontzähne



- 13 Oberkiefer Formen
- 4 Unterkiefer Formen

neo.lign P

Posterior / Seitenzähne

G-Formen



- multifunktionales Kauflächendesign für sämtliche Okklusionskonzepte

L-Formen




- lingualisiertes Kauflächendesign für die Totalprothetik

Erhältlich in den Größen



Erhältlich in den Größen



KOMBINATIONSTABELLEN

neo.lign Vollzähne

Anterior		Posterior OK / UK	
OK	UK	G-Form	L-Form
F41	T33	G2	L1 / L2
B43	T33 / T35	G2	L2
C43	T33 / T35	G2	L2
A44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
F44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
I45	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
H46	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	L3
I47	D38	G3	L3
D48	D38	G3 / G4	L3 / L4
M48	D38	G3 / G4	L3 / L4
D49	D38 / D41	G3 / G4	L3 / L4
B51	D41	G4	L4

neo.lign Vollzähne

zu novo.lign Verblendschalen

Posterior OK / UK

neo.lign L-Form	novo.lign W-Form
L1	-
L2	W3
L3	W4
L4	W5

neo.lign Formenkarte

Vollzähne



choose natural beauty

bredent^{group}

0003290D-20210629
Irrtum und Änderungen vorbehalten

