



**visio.lign**

Эстетически-функциональная система



**bre.Lux LightPen**



support natural beauty

powered by  
**visio.lign**

# bre.Lux LightPen

безопасно – быстро – эффективно



## НАБОР

Ручная лампа для фотополимеризации

+ Противоослепляющий экран  
(оранжевый)

+ Адаптер

+ Зарядное устройство

**REF** 14002024

bre.Lux LightPen – это ручная лампа для фотополимеризации с питанием от аккумулятора. Она имеет диапазон длины волн от 385 до 515 нм и подходит для использования с любыми фотоактивными материалами. Устройство предназначено для быстрого отверждения композитов, например sea.lign, и светоотверждаемых компенсационных лаков, или для фиксации композитных фасеток novo.lign при

помощи композитного цемента двойного отверждения combo.lign.

В bre.Lux LightPen можно настраивать 4 варианта интервала времени – 5, 10, 15 и 20 секунд. Последнее выбранное время применяется к последующим циклам полимеризации.

Световод bre.Lux LightPen плавно поворачивается на 360°, обеспечивая оптимальный комфорт при экстраоральном



применении. bre.Lux LightPen не заменяет окончательную полимеризацию в устройстве для полимеризации.

bre.Lux LightPen с адаптером, зарядным устройством и противоослепляющим экраном оранжевого цвета поставляется отдельно или в комплекте с базовой лампой для фотополимеризации bre.Lux PowerUnit 2.

## Технические характеристики

- Источник света: синий свет
- Световой спектр: 385–515 нм
- Интенсивность освещения: 1000–1700 мВт/см<sup>2</sup>
- Перезаряжаемые литиевые батареи: Модель ICR 18650
- Напряжение и емкость аккумуляторной батареи: 3,6 В / 2000 мА·ч
- Вход адаптера: 100–240 В / 50–60 Гц

## Безопасность пользователя

breLux LightPen соответствует всем действующим нормам безопасности в лабораторных условиях.

Устройство соответствует Директиве по ЭМС\* 2014/30/ЕС.

\* Электромагнитная совместимость



**visio.lign**

Эстетически-функциональная система



**bre.Lux LightPen**

**Tools & Devices**

**bredent**  
group

0091174RU-20240125

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений



Обращайтесь в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Т: +49 7309 872-443 · Ф: +49 7309 872-444 · [www.visio-lign.com](http://www.visio-lign.com) · @: [info@bredent.com](mailto:info@bredent.com)