

**novo.lign**

Verblendschalen

# Designauswahl



veneer natural beauty

powered by  
**visio.lign**

---

## OK anterior



## OK anterior



Abbildungen 1:1, Maßangaben in mm

Verblendschalen in cervikalem und zentralem Bereich 1 mm stark

Geringe Abweichungen im Zehntelmillimeterbereich vorbehalten

# UK anterior



## FARBEN UND FORMEN "VIELFALT MIT SYSTEM"

### novolign A

Anterior / Frontzähne

### novolign P

Posterior / Seitenzähne

#### G-Formen



buccale Wandstärke  
1,2 mm

- multifunktionales Kauflächendesign für sämtliche Okklusionskonzepte

#### L-Formen



buccale Wandstärke  
1,0 mm

- lingualisiertes Kauflächendesign für die Totalprothetik

#### W-Formen



buccale Wandstärke  
0,8 mm


- multifunktionales Kauflächendesign für sämtliche Okklusionskonzepte
- „extra“ breite zahnatomische Form, besonders empfohlen zur Verblendung von Kronen und Brücken

Erhältlich in den Größen



small large

Erhältlich in den Größen




small large


Erhältlich in den Größen



small large



## OK/UK posterior



Abbildungen 1:1, Maßangaben in mm

Verblendschalen in cervikalem und zentralem Bereich 1 mm stark

Geringe Abweichungen im Zehntelmillimeterbereich vorbehalten

# OK/UK posterior



## OK/UK posterior



### KOMBINATIONSTABELLEN novo.lign Verblendschalen

Anterior		Posterior OK / UK		
OK	UK	G-Form	W-Form	L-Form
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

### novo.lign Verblendschalen zu neo.lign Vollzähnen Posterior OK / UK

novo.lign W-Form	neo.lign L-Form
-	L1
W3	L2
W4	L3
W5	L4

## novo.lign Designauswahl

Verblendschalen



veneer natural beauty



0002020D-20201216  
Irrtum und Änderungen vorbehalten

breident

breident group