

novo.lign

Carillas de revestimiento

Elección del diseño



veneer natural beauty

powered by
visio.lign

Maxilar superior



Maxilar superior



Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación

en el ámbito de las décimas de milímetro

Mandibular anterior



COLORES Y FORMAS "VARIEDAD CON SISTEMA"

novo.lign A
Dientes anteriores

novo.lign P
Dientes posteriores



Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- 12 Formas de maxilar superior
- 3 Formas de maxilar inferior



Grosor del tabique bucal 1,2 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión



Formas L

Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias, para prótesis totales



Formas W

Grosor del tabique bucal 0,8 mm


- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión
- Forma anatómica "extra" ancha, especialmente recomendada para revestir coronas y puentes.

Disponible en los siguientes tamaños



pequeño grande

Disponible en los siguientes tamaños




pequeño grande

Disponible en los siguientes tamaños



pequeño grande



Maxilar/Mandibular posterior




Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación

en el ámbito de las décimas de milímetro

Maxilar/Mandibular posterior



Maxilar/Mandibular posterior



TABLA DE COMBINACIÓN Carillas para revestir novo.lign

Anteriores		Posteriores Maxilar/Mandibular		
Maxilar	Mandibular	Form G	Forma W	Forma L
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

Carillas de revestimiento novo.lign para dientes completos neo.lign Posterior maxilar/mandíbula

novo.lign Forma W	neo.lign Forma L
-	L1
W3	L2
W4	L3
W5	L4

novo.lign – Elección del diseño

Carillas de revestimiento



veneer natural beauty



0002020E-20201216
Salvo error y modificaciones

bredent

bredent group