

novo.lign

Облицовочные фасетки













Ассортимент облицовочных форм фасеток













veneer natural beauty

powered by
visio.lign

В/Ч фронтальные облицовочные фасетки

C43				
A44				
F44				
I45				
H46				
S46				

В/Ч фронтальные облицовочные фасетки

I47				
D48				
M48				
D49				
B51				
K53				

Изображения 1:1, данные в мм

Толщина грани в области шейки зуба и в центральной области составляет 1 мм

Незначительные отклонения в десятых долей миллиметра допустимы

Н/Ч фронтальные облицовочные фасетки



ЦВЕТА И ФОРМЫ "РАЗНООБРАЗИЕ СИСТЕМЫ"

novo.lign A

Передняя сторона /
фронтальные фасетки



толщина стенки со
стороны щеки 1,0 мм

- 12 форм для
верхней челюсти
- 3 формы для
нижней челюсти

novo.lign P

Задняя сторона /
боковые фасетки

Формы G



толщина стенки со
стороны щеки 1,2 мм

- многофункциональная
структура жевательной
поверхности для любых
окклюзионных концепций

Формы L



толщина стенки со
стороны щеки 1,0 мм

- лингвализованная
структура жевательной
поверхности для полного
протезирования

Формы W



толщина стенки со стороны
щеки 0,8 мм

- многофункциональная структура
жевательной поверхности для любых
окклюзионных концепций
- экстра-широкая анатомическая
форма, особо рекомендуемая для
облицовки коронок и мостов

Доступные размеры

- G3 G4

маленький большой

Доступные размеры

L2 L3 -

маленький большой

Доступные размеры

W3 W4 W5

маленький большой

BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4




D2

D3





D4

В/Ч и Н/Ч боковые фасетки

L2



L3



Изображения 1:1, данные в мм

Толщина грани в области шейки зуба и в центральной области составляет 1 мм

Незначительные отклонения в десятых долей миллиметра допустимы

В/Ч и Н/Ч боковые фасетки



В/Ч и Н/Ч боковые фасетки



ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ novo.lign Облицовочные фасетки

Фронтальные фасетки		В/Ч и Н/Ч боковые фасетки		
В/Ч	Н/Ч	Формы G	Формы W	Формы L
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

novo.lign Облицовочные
фасетки к neo.lign
полноанатомическим зубам

novo.lign Формы W	neo.lign Формы L
-	L1
W3	L2
W4	L3
W5	L4

novo.lign – Ассортимент облицовочных форм фасеток

Облицовочные формы фасеток



veneer natural beauty



000202RU-20201216

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений

breident

breident