

Facettes cosmétiques novo.lign

novo.lign A

anterior

Maxillaire supérieur

Forme

Unité de vente

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Teintes (système classique de teintes A-D)

-

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

BL3

A10

A20

A30

A35

A40

B10

B20

B30

B40

C10

C20

C30

C40

D20

D30

D40

Prrière d'indiquer la quantité souhaitée

REF

VOC43...S

VOA44...S

VOF44...S

VOI45...S

VOH46...S

VOS46...S

VOI47...S

VOD48...S

VOM48...S

VOD49...S

VOB51...S

VOK53...S

Maxillaire inférieur

Forme

Unité de vente

Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)

Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)

Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)

Prrière d'indiquer la quantité souhaitée.

VUT35...S

VUD38...S

VUD41...S

novo.lign P posterior, formes G, W et L

voir page

2

Sous réserve d'erreurs et de modifications

Expéditeur (cachet)

Numéro de client

Date et signature

Facettes cosmétiques novo.lign

novo.lign P		Teintes (système classique de teintes A-D)																
posterior		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Multifonctionnel		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
Forme	Unité de vente																	
G3		Prière d'indiquer la quantité souhaitée.																
1 G3	1 ^{er} quadrant (14, 15, 16, 17)																	
2 G3	2 ^{ème} quadrant (24, 25, 26, 27)																	
3 G3	3 ^{ème} quadrant (34, 35, 36, 37)																	
4 G3	4 ^{ème} quadrant (44, 45, 46, 47)																	
G4		Prière d'indiquer la quantité souhaitée.																
1 G4	1 ^{er} quadrant (14, 15, 16, 17)																	
2 G4	2 ^{ème} quadrant (24, 25, 26, 27)																	
3 G4	3 ^{ème} quadrant (34, 35, 36, 37)																	
4 G4	4 ^{ème} quadrant (44, 45, 46, 47)																	

REF

VO1G3...

VO2G3...

VU3G3...

VU4G3...

novo.lign P		Teintes (système classique de teintes A-D)																
posterior Technique des couronnes et bridges		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
Forme	Unité de vente																	
W3		Prière d'indiquer la quantité souhaitée.																
1 W3	1 ^{er} quadrant (14, 15, 16, 17)																	
2 W3	2 ^{ème} quadrant (24, 25, 26, 27)																	
3 W3	3 ^{ème} quadrant (34, 35, 36, 37)																	
4 W3	4 ^{ème} quadrant (44, 45, 46, 47)																	
W4		Prière d'indiquer la quantité souhaitée.																
1 W4	1 ^{er} quadrant (14, 15, 16, 17)																	
2 W4	2 ^{ème} quadrant (24, 25, 26, 27)																	
3 W4	3 ^{ème} quadrant (34, 35, 36, 37)																	
4 W4	4 ^{ème} quadrant (44, 45, 46, 47)																	
W5		Prière d'indiquer la quantité souhaitée.																
1 W5	1 ^{er} quadrant (14, 15, 16, 17)																	
2 W5	2 ^{ème} quadrant (24, 25, 26, 27)																	
3 W5	3 ^{ème} quadrant (34, 35, 36, 37)																	
4 W5	4 ^{ème} quadrant (44, 45, 46, 47)																	

REF

VO1W3...

VO2W3...

VU3W3...

VU4W3...

VO1W4...

VO2W4...

VU3W4...

VU4W4...

VO1W5...

VO2W5...

VU3W5...

VU4W5...

novo.lign P		Teintes (système classique de teintes A-D)					
posterior		A1	A2	A3	A3.5	B3	C3
Prothèse totale		A10	A20	A30	A35	B30	C30
Forme	Unité de vente						
L2		Prière d'indiquer la quantité souhaitée.					
Maxillaire supérieur	Kit de 6 (16, 15, 14, 24, 25, 26)						
Maxillaire inférieur	Kit de 6 (46, 45, 44, 34, 35, 36)						
L3		Prière d'indiquer la quantité souhaitée.					
Maxillaire supérieur	Kit de 6 (16, 15, 14, 24, 25, 26)						
Maxillaire inférieur	Kit de 6 (46, 45, 44, 34, 35, 36)						

REF

VOWL2...

VUWL2...

VOWL3...

VUWL3...

Expéditeur (cachet)

Numéro de client

Date et signature

Sous réserve d'erreurs et de modifications

neo.lign A

anterior

Maxillaire supérieur

Forme

Unité de vente

Teintes (système classique de teintes A-D)

-

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

BL3

A10

A20

A30

A35

A40

B10

B20

B30

B40

C10

C20

C30

C40

D20

D30

D40

Prière d'indiquer la quantité souhaitée.

F41

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

C43

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

A44

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

B43

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

F44

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

I45

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

H46

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

S46

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

I47

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

D48

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

M48

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

D49

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

B51

Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Maxillaire inférieur

Forme

Unité de vente

Teintes (système classique de teintes A-D)

-

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

BL3

A10

A20

A30

A35

A40

B10

B20

B30

B40

C10

C20

C30

C40

D20

D30

D40

Prière d'indiquer la quantité souhaitée.

T33

Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)

T35

Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)

D38

Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)

D41

Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)

neo.lign P

posterior

Multifonctionnel

Forme

Unité de vente

Teintes (système classique de teintes A-D)

-

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

BL3

A10

A20

A30

A35

A40

B10

B20

B30

B40

C10

C20

C30

C40

D20

D30

D40

Prière d'indiquer la quantité souhaitée.

G2

1 G2

1^{er} quadrant (14, 15, 16, 17)

2 G2

2^{ème} quadrant (24, 25, 26, 27)

3 G2

3^{ème} quadrant (34, 35, 36, 37)

4 G2

4^{ème} quadrant (44, 45, 46, 47)

G3

1 G3

1^{er} quadrant (14, 15, 16, 17)

2 G3

2^{ème} quadrant (24, 25, 26, 27)

3 G3

3^{ème} quadrant (34, 35, 36, 37)

4 G3

4^{ème} quadrant (44, 45, 46, 47)

G4

1 G4

1^{er} quadrant (14, 15, 16, 17)

2 G4

2^{ème} quadrant (24, 25, 26, 27)

3 G4

3^{ème} quadrant (34, 35, 36, 37)

4 G4

4^{ème} quadrant (44, 45, 46, 47)

neo.lign P

posterior

Prothèse totale

Forme

Unité de vente

Teintes (système classique de teintes A-D)

-

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

BL3

A10

A20

A30

A35

A40

B10

B20

B30

B40

C10

C20

C30

C40

D20

D30

D40

Prière d'indiquer la quantité souhaitée.

L1

Maxillaire sup.

(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)

Maxillaire inf.

(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)

L2

Maxillaire sup.

(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)

Maxillaire inf.

(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)

L3

Maxillaire sup.

(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)

Maxillaire inf.

(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)

L4

Maxillaire sup.

(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)

Maxillaire inf.

(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)

Expéditeur (cachet)

Numéro de client

Date et signature

Sous réserve d'erreurs et de modifications

Coordonnées pour la France - bredent France:
T: +33 4 75 34 20 96 · F: +33 4 75 32 05 93
@: france@bredent.com

Coordonnées pour les autres pays francophones:
T: +49 7309 872-451 · F: +49 7309 872-444
@: info@bredent.com

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2
89250 Senden · Germany
www.bredent.com

4 Gels

Gel crea.lign Dentin	Unité de vente	REF	Quantité
BL3	5 g	CLFNDBL3	
A1	5 g	CLFNDA10	
A2	5 g	CLFNDA20	
A3	5 g	CLFNDA30	
A3.5	5 g	CLFNDA35	
A4	5 g	CLFNDA40	
B1	5 g	CLFNDB10	
B2	5 g	CLFNDB20	
B3	5 g	CLFNDB30	
B4	5 g	CLFNDB40	
C1	5 g	CLFNDC10	
C2	5 g	CLFNDC20	
C3	5 g	CLFNDC30	
C4	5 g	CLFNDC40	
D2	5 g	CLFNDD20	
D3	5 g	CLFNDD30	
D4	5 g	CLFNDD40	
crea.lign Gel OD - Opaque Dentin	Unité de vente	REF	Quantité
Bleach (A1/B1)	5 g	CLFNOPDBLAB1	
A (A3/A35)	5 g	CLFNOPDA335	
B (B3)	5 g	CLFNOPDB3	
C (C3)	5 g	CLFNOPDC3	
D (D3)	5 g	CLFNOPDD3	
Gel crea.lign Transpa	Unité de vente	REF	Quantité
clear	5 g	CLFN00T1	
crea.lign Gel HT - High Translucent	Unité de vente	REF	Quantité
HT1 (A1/A2)	5 g	CLFNHT01	
HT2 (A2/A3)	5 g	CLFNHT02	
HT3 (A3/A35)	5 g	CLFNHT03	
Gel crea.lign Modifier	Unité de vente	REF	Quantité
M1 beige	5 g	CLFN00M1	
M2 oliv	5 g	CLFN00M2	
M3 caramel	5 g	CLFN00M3	
M4 lila	5 g	CLFN00M4	
M5 umbra	5 g	CLFN00M5	
Gel crea.lign Enamel / Incisal	Unité de vente	REF	Quantité
E1	5 g	CLFN00E1	
E2	5 g	CLFN00E2	
E3	5 g	CLFN00E3	
E4	5 g	CLFN00E4	
I1 opal	5 g	CLFN00I1	
I2 blue	5 g	CLFN00I2	
I3 rose	5 g	CLFN00I3	
I4 universal	5 g	CLFN00I4	
I5 C.G.S. finish	5 g	CLFN00I5	
Gel crea.lign GUM	Unité de vente	REF	Quantité
G1 light	5 g	CLFN00G1	
G2 rosa	5 g	CLFN00G2	
G3 pink	5 g	CLFN00G3	
G4 red	5 g	CLFN00G4	

Teintiers

Teintiers crea.lign	Unité de vente	REF	Quantité
dentin shade (vide)	1 pc.	9925CSLA	
Incisal, Stains & GUM (vide)	1 pc.	9925CSLB	

Expéditeur (cachet)

Pâtes

Pâtes crea.lign Dentin	Unité de vente	REF	Quantité
BL3	3 g	CLPNDBL3	
A1	3 g	CLPNDA10	
A2	3 g	CLPNDA20	
A3	3 g	CLPNDA30	
A3.5	3 g	CLPNDA35	
A4	3 g	CLPNDA40	
B1	3 g	CLPNDB10	
B2	3 g	CLPNDB20	
B3	3 g	CLPNDB30	
B4	3 g	CLPNDB40	
C1	3 g	CLPNDC10	
C2	3 g	CLPNDC20	
C3	3 g	CLPNDC30	
C4	3 g	CLPNDC40	
D2	3 g	CLPNDD20	
D3	3 g	CLPNDD30	
D4	3 g	CLPNDD40	
Pâtes crea.lign Transpa	Unité de vente	REF	Quantité
opal	3 g	CLPN00T1	
Pâtes crea.lign Enamel / Incisal	Unité de vente	REF	Quantité
E1	3 g	CLPN00E1	
E2	3 g	CLPN00E2	
E3	3 g	CLPN00E3	
E4	3 g	CLPN00E4	
Pâtes crea.lign GUM	Unité de vente	REF	Quantité
PL light	3 g	CLPN0G30	
PO opak	3 g	CLPN0G40	
bright	3 g	CLPN0G20	
orange	3 g	CLPN0G50	
brown	3 g	CLPN0G60	

Manche pour une main

Manche se manipulant à une main	Unité de vente	REF	Quantité
pour gel crea.lign avec LED UV (noir)	1 pc.	32000445	
LED UV pour manche crea.lign Gel se manipulant à une main	1 pc.	32000446	

Stains

crea.lign Stains	Unité de vente	REF	Quantité
S1 orange	1,4 g	CLFN00S1	
S2 brown	1,4 g	CLFN00S2	

Liquid

Liquid	Unité de vente	REF	Quantité
crea.lign Modelling Liquid	10 ml	CLFMOD10	

Alimentation rotative

Alimentation rotative	Unité de vente	REF	Quantité
pour pâte crea.lign	1 pc.	32000444	

pour plus d'instruments & d'accessoires ➡ cf. page

7

Numéro de client

Date et signature

Opaqueur crea.lign

Opaqueur crea.lign	Unité de vente	REF	Quantité
Teinte 1 (A1, B2)	4 g	CLFHOP01	
Teinte 2 (A2)	4 g	CLFHOP02	
Teinte 3 (A3,)	4 g	CLFHOP03	
Teinte 4 (B1, C1, BL3)	4 g	CLFHOP04	
Teinte 5 (C2, C3, D2, D4)	4 g	CLFHOP05	
Teinte 6 (B3, B4)	4 g	CLFHOP06	
Teinte 7 (A3.5)	4 g	CLFHOP07	
Teinte 8 (A4, C4)	4 g	CLFHOP08	
Teinte 9 (D3)	4 g	CLFHOP09	
GUM	4 g	CLFHOGUM	
Opaqueur Z crea.lign	Unité de vente	REF	Quantité
Zirkonliner (transparent)	4 g	CLFHOP0Z	

Kit d'opaqueurs crea.lign	Unité de vente	Quantité
REF CLFHOPSET		
Opaqueur crea.lign 1 (A1/B2), 2 (A2), 3 (A3), 4 (B1/C1/BL3), 5 (C2/C3/D2/D4), 6 (B3/B4), 7 (A3.5), 8 (A4/C4), 9 (D3)	resp. 1 x 4 g	

Opaqueurs combo.lign

Opaqueur combo.lign	Unité de vente	REF	Quantité
light (A1-A3, B1-B2, C2, C1)	4 g	CO1X4OPL	
medium (A3.5, B3-B4, D2, D3)	4 g	CO1X4OPM	
intensiv (A4, C3-C4, D4)	4 g	CO1X4OPI	
GUM	4 g	CO1X4OPG	
Opaqueur catalyseur combo.lign	Unité de vente	REF	Quantité
pour toutes les teintes	4 g	CO1X4KAT	

Kit d'opaqueurs combo.lign	Unité de vente	Quantité
REF OLIGNSET1		
Catalyseur combo.lign	2 x 4g	
Opaqueur combo.lign light, medium, intensiv, GUM	resp. 1 x 4 g	

Teintes de maquillage

visio.lign color	Unité de vente	REF	Quantité
Body A	2,6ml	VLCOLBODYA	
Body B	2,6ml	VLCOLBODYB	
Body C	2,6ml	VLCOLBODYC	
Body D	2,6ml	VLCOLBODYD	
White	2,6ml	VLCOLWHITE	
Orange	2,6ml	VLCOLORANGE	
Black	2,6ml	VLCOLBLACK	
Rose	2,6ml	VLCOLROSE	
Grey-Blue	2,6ml	VLCOLGREYBL	
Blue	2,6ml	VLCOLBLUE	
Yellow	2,6ml	VLCOLYELLOW	
Brown	2,6ml	VLCOLBROWN	
Olive	2,6ml	VLCOLOLIVE	
Creme	2,6ml	VLCOLCREME	
GUM Pink	2,6ml	VLCOLGPINK	
GUM RED	2,6ml	VLCOLGRED	
GUM light	2,6ml	VLCOLGLIGHT	

visio.lign shield	Unité de vente	REF	Quantité
LV - low viscosity (liquide)	5ml	VLSHIELDLV5	
HV - high viscosity (visqueux)	5ml	VLSHIELDHV5	

visio.lign color Set 16 pièces	Unité de vente	Quantité
REF VLCOLSET		
visio.lign shield LV	1x 5ml	
visio.lign shield HV	1x 5ml	
Teintes de maquillage Body A, Body B, Body C, Body D, White, Orange, Black, Rose, Grey-Blue, Blue, Yellow, Brown, Olive, Creme	resp. 1 x 2,6 ml	
crea.lign surface cleaner	1x 30ml	
Bloc de mélange (petit)	1 pièce	
Pinceaux pour un seul emploi (avec Porte-pinceau)	10 pièces	

visio.lign color Starter Kit 8 pièces	Unité de vente	Menge
REF VLCOLSKIT		
visio.lign shield LV	1x 5ml	
visio.lign shield HV	1x 5ml	
Teintes de maquillage Body A, Body B, Grey-Blue, Olive, Orange, Creme	resp. 1 x 2,6 ml	
crea.lign surface cleaner	1x 30ml	
Bloc de mélange (petit)	1 pièce	
Pinceaux pour un seul emploi (avec Porte-pinceau)	10 pièces	

Primer / Primaire

Bonder	Unité de vente	REF	Quantité
MKZ Primer (composite pour infrastructures métalliques)	5 ml	MKZO2004	
MKZ EM-Aktivator (pour métaux précieux) Utilisation uniquement en combinaison avec le MKZ Primer!	4 ml	MKZEM004	
K-Primer (composite pour infrastructures en céramique d'oxyde)	4 ml	APK25003	
visio.link (composite pour résines)	10 ml	VLPMMMA10	

Silicones

Silicones visio.sil	Unité de vente	REF	Quantité
visio.sil (transparent, 60 Sh)	50 ml	54001200	
visio.sil fix (jaune, reproduction fine, 55 Sh)	50 ml	54001300	
visio.sil ILT (transparent, 75 Sh)	50 ml	54001400	
Dispensateur pour silicones visio.sil	1 pc.	32000440	
Canules de mélange pour visio.sil fix (t.2)	12 pc.	32000451	
Canules de mélange pour visio.sil et visio.sil ILT (taille 4)	12 pc.	32000457	

Composite de scellement combo.lign

Teintes (système classique de teintes A-D)																		
-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	-	
BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40	GUM	
Prrière d'indiquer la quantité souhaitée.																		
8 g																		

REF
CO2X4...

Sous réserve d'erreurs et de modifications

Expéditeur (cachet)

Numéro de client

Date et signature

visio.lign Toolkit

visio.lign Toolkit	Unité de vente	Quantité
REF VLTOOLKIT		
Kit d'instruments pour les composites	1 assortiment	

Toolkit recharges	Unité de vente	REF	Quantité
crea.lign Surface Cleaner	125 ml	43000600	
Pâte à polir Acrypol	170 g	52000170	
Abraso-Starglanz	2 x 50 ml	52000163	
Fraise Diatit CT	1 pc.	D198KF23	
Fraise Diatit CT	1 pc.	H237MH23	
Fraise Diatit CT	1 pc.	H277MH14	
Fraise Diatit CT	1 pc.	H274GH40	
Quick-Mandrell / mandrin (taille 2)	10 pc.	36001153	
Ceragum Linse / lentille (moyen)	12 pc.	PLKM2212	
Disque diamanté	1 pc.	34000520	
Brosette ronde Abraso-fix	8 pc.	35000752	
Polissoir en coton	15 pc.	35000650	
Brosette hexagonale	15 pc.	52000141	
Boîte en verre pour Abraso-Starglanz (vide)	1 pc.	39000375	

bre.Lux

bre.Lux PowerUnit 2	Unité de vente	REF	Quantité
bre.Lux PowerUnit 2 Set - Appareil de base - Plaque tournante - Light-Tray (y compris 30 sticks) - lampe à main bre.Lux LED N2 (y compris FlexHolder et transformateur d'alimentation)	1 pc.	14001015	
Plaque tournante bre.Lux PowerUnit 2	1 pc.	14001001	
Light-Tray y compris 30 sticks pour bre.Lux PowerUnit 2	1 pc.	14001002	
Sticks pour bre.Lux PowerUnit 2 Light-Tray	1 x 30 pcs.	14001003	
bre.Lux LED N2 lampe à main (y compris. FlexHolder et transformateur d'alimentation)	1 pc.	14001010	
Transformateur d'alimentation lampe à main bre.Lux LED N2	1 pc.	14001011	
FlexHolder pour lampe à main bre.Lux	1 pc.	14001012	

Thermo Pen

Thermo Pen	Unité de vente	REF	Quantité
Soufflante à air chaud avec technique Piezo	1 pc.	11001470	

Coffret à tiroirs pour dents

visio.lign® coffret à tiroirs	Unité de vente	REF	Quantité
y compris inserts pour tiroirs	1 pc.	VLIGNBOX2	
y compris inserts pour tiroirs	1 pc.	VLIGNBOX3	

crea.lign Accessoires

Gel crea.lign Porte-seringue	Unité de vente	REF	Quantité
Acier inoxydable , pour 6 seringues	1 pc.	32000960	
Plastique , pour 12 seringues	1 pc.	32000443	
Plastique , pour 5 seringues	1 St.	32000447	

Instruments et accessoires	Unité de vente	REF	Quantité
Pinceau pour un seul emploi	100 pcs.	33001142	
Cupules pour un seul emploi	12 pcs.	23000130	
Bloc de mélange noir (100 feuillets)	2 pcs.	33001140	
Bloc de mélange (grand, 100 feuillets)	1 pc.	32000460	
Bloc de mélange (petit, 100 feuillets)	10 pcs.	33001144	
Canules d'application + Pin Cover ¹⁾ pour Gel crea.lign	10+ 10 pcs.	32000940	
Pin Cover ¹⁾	50 pcs.	32000950	

Accessoires combo.lign

Accessoires combo.lign	Unité de vente	REF	Quantité
Dispensateur pour composite de scellement combo.lign	1 pc.	32000441	
Canules de mélange pour composite de scellement combo.lign	10 pcs.	COMKG210	

crea.lign Composite Shaper Kit

crea.lign	Unité de vente	REF	Quantité
Composite Shaper Kit , 5 pièces	1 pc.	32000480	

Expéditeur (cachet)

Numéro de client

Date et signature

Kits crea.lign

Kit d'introduction crea.lign en pâte 9 teintes	Unité de vente	Quantité
REF CLPNSET9		
Pâte crea.lign Dentin 9 couleurs sélectionnables	resp. 1 x 3 g	
Alimentation rotative pour la pâte crea.lign	9 pièces	

crea.lign freestyle Test Set	Teinte	REF	Quantité
• 1 x 3 g Pâte crea.lign Dentin • 1 x 5 g Gel crea.lign Dentin • 1 x 5 g Gel crea.lign Incisal • 1 x 4 g crea.lign Opaqueur <i>crea.lign Incisal et crea.lign Opaqueur sont livrés en adaptation à la teinte de l'assortiment sélectionné !</i>	A2	CLFKSETA20	
	A3	CLFKSETA30	
	A3.5	CLFKSETA35	

Kit complet crea.lign freestyle	Unité de vente	Quantité
REF CLIGNSETFK		
Mallette en aluminium (largeur 42,5 cm x hauteur 43,5 cm x profondeur 20,5 cm)	1 pièce	
Pâte crea.lign Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und BL3	resp. 1 x 3 g	
Gel crea.lign Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und BL3	resp. 1 x 5 g	
Gel crea.lign Incisal et Pâte E1, E2, E3, E4, I1 opal, I2 blue, I3 rose, I4 universal, I5 C.G.S. finish	resp. 1 x 5 g	
Gel crea.lign GUM G1 light, G2 rosa, G3 pink, G4 red	resp. 1 x 5 g	
Gel crea.lign Transpa Pâte Transpa clear opal	resp. 1 x 5 g	
Gel crea.lign Modifier M1 beige, M2 oliv, M3 caramel, M4 lila; M5 umbra	resp. 1 x 5 g	
crea.lign Stain S1 orange, S2 brown	resp. 1 x 1,4 g	
Opaqueur crea.lign 1 (A1/B2), 2 (A2), 3 (A3), 4 (B1/BL3/C1), 5 (C2/C3/D2/D4), 6 (B3/B4), 7 (A3.5), 8 (A4/C4), 9 (D3), GUM, liner pour zircone	resp. 1 x 4 g	
crea.lign Opaqueur Z (liner pour zircone) transparent	resp. 1 x 4 g	
crea.lign Modelling Liquid	1 x 10 ml	
Kit de teintes de maquillage visio.paint	1 assortiment	
Gel crea.lign canules d'application + Pin Cover (coiffes de protection)	resp. 2 x 10 pièces	
visio.link (cohésion des composites avec les résines)	1 x 10 ml	
K-Primer (cohésion des composites avec les métaux NP et la céramique)	1 x 3 ml	
MKZ Primer (cohésion des composites avec des métaux NP et la céramique d'oxyde)	1 x 4 ml	
MKZ EM-Aktivator (cohésion des composites avec des MP, 1:1 en combinaison avec le MKZ Primer)	1 x 4 ml	
Manche se manipulant à une main pour gel crea.lign	12 pièces	
Porte-seringue crea.lign (acier inoxydable)	2 pièces	
Alimentation rotative pour la pâte crea.lign	27 pièces	
Bloc de mélange (petit)	2 pièces	
Spatule	1 pièce	
Pinceau pour un seul emploi	20 pièces	
Porte-pinceau	1 pièce	
Godet pour un seul emploi	1 x 12 pièces	
Teintiers crea.lign : dentin shade (vide) et Incisal, Stains & GUM (vide)	resp. 1 pièce	
Mallette infos visio.lign	1 pièce	

Expéditeur (cachet)

Numéro de client

Date et signature

Kits crea.lign

Esthétique rouge-blanc	Unité de vente	Quantité
REF CLIGNSETG		
Boîte dépliable	1 pièce	
Gel crea.lign Transpa clear; GUM G1 light, G2 rosa, G3 pink, G4 red	resp. 1 x 5 g	
Gel crea.lign Modifier M1 beige, M4 lilas	resp. 1 x 5 g	
Opaqueur crea.lign GUM	1 x 4 g	
Pâtes crea.lign GUM PL bright, PL light, PO opak, PL orange, PL brown	resp. 1 x 3 g	
crea.lign Modelling Liquid	1 x 10 ml	
Canules d'application gel crea.lign	8 pièces	
visio.link (cohésion de composites avec des résines)	1 x 10 ml	
Manche se manipulant à une main pour gel crea.lign avec LED UV	1 pièce	
Bloc de mélange (noir)	1 pièce	
Pinceaul Unique Brush, Nr 4	2 pièces	
Mode d'emploi pour stratification	1 pièce	
Alimentation rotative pour pâte crea.lign	2 pièces	

Kit de réparation pour écailllements, chirurgien-dentiste	Unité de vente	Quantité
REF CLIGNSETA		
Mallette en aluminium	1 pièce	
visio.link (cohésion de composites avec des résines)	1 x 10 ml	
K-Primer (cohésion de composites avec des métaux NP et la céramique)	1 x 3 ml	
MKZ Primer (cohésion de métaux NP et la céramique d'oxyde)	1 x 4 ml	
Activateur MKZ EM (cohésion de composites avec des MP, 1:1 en combinaison avec le MKZ Primer)	1 x 4 ml	
Pâte crea.lign Dentin A2, A3	resp. 1 x 3 g	
Gel crea.lign Dentin A2, A3	resp. 1 x 5 g	
Gel crea.lign Incisal E1	resp. 1 x 5 g	
Opaqueur crea.lign 2 (A2), 3 (A3)	resp. 1 x 4 g	
Opaqueur crea.lign Z (liner pour zircone) transparent	resp. 1 x 4 g	
Alimentation rotative pour la pâte crea.lign	17 pièces	
Canules d'application pour gel crea.lign + Pin Cover (capuchons de protection)	resp. 2 x 10 pièces	
Cupules pour un seul emploi	1 x 12 pièces	
Mode d'emploi	1 pièce	

Kit de réparations pour décailllements, prothétiste dentaire	Unité de vente	Quantité
REF CLIGNSETT1		
Mallette en matière plastique	1 pièce	
visio.link (cohésion de composites avec les résines)	1 x 10 ml	
K-Primer (cohésion de composites avec des métaux NP et la céramique)	1 x 3 ml	
MKZ Primer (cohésion de composites avec des métaux NP et la céramique d'oxyde)	1 x 4 ml	
Activateur MKZ EM (cohésion de composites avec des MP, 1:1 en combinaison avec le MKZ Primer)	1 x 4 ml	
Vue d'ensemble des primaires (Primers) - Indications et mise en oeuvre	1 pièce	
Cupules pour un seul emploi	1 x 12 pièces	

Expéditeur (cachet)

Numéro de client

Date et signature

System-kits pour un maximum de flexibilité

Avec les System-Kits visio.lign nous vous offrons une très haute flexibilité – pour les facettes novo.lign et les dents complètes neo.lign – tant lors de la composition des formes de dents que de la sélection des teintes.

De la même façon dans ces System-Kits contenant des composants crea.lign et combo.lign (par ex. opaqueur, composite de scellement, gel, pâte) vous avez également la possibilité de sélectionner les teintes selon vos souhaits dans la vaste gamme de teintes.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous conseiller sur les possibilités de combinaison personnalisées dans le cadre des kits et nous vous prions de commander tous les assortiments mentionnés ci-dessous par téléphone au +33 4 75 34 20 96 ou de contacter votre commercial bredent.

Vous trouverez toute la multitude des composants de tous les kits mentionnés dans la „Présentation du système visio.lign” sous la rubrique „System-Kits”.

Kits visio.lign	REF
Kit d'introduction visio.lign 2	VLIGNSET2
Kit d'introduction visio.lign 3	VLIGNSET3
Kit d'introduction visio.lign 4	VLIGNSET4
Kit novo.lign	REF
Carte des formes vivantes novo.lign A & P	VLIGNPRVN
Kit neo.lign	REF
Carte des formes vivantes neo.lign A & P	VLIGNPRVT
neo.lign Dents - Kit nombre réduit de formes	VLIGNPRVT1
Kits crea.lign	REF
crea.lign Assortiment avec porte-seringue (mat. plastique), 12 couleurs sélectionnables	CLIGNSET12
crea.lign N Set d'introduction, 10 couleurs sélectionnables	CLIGNSETN
Colle DTK	
Colle DTK opaque Kit pour pilier	54001275
Colle DTK pilier pour le collage de piliers personnalisés	54001175
Assortiment de colle DTK opaque (5 pièces)	54001285
Assortiment de colle DTK en cartouche double mélange (5 pièces)	54001185
Colle DTK opaque Boîte de recharge 8g	54001295
Colle DTK transparent Boîte de recharge 8g	54001195